

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Med6 Per Wb Ed Elisa - 075586

Numero articolo: CM0030395



### introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MED6 (pAb) validato per WB ed ELISA. Rileva la subunità 6 del Mediatore umano (28kDa). Ideale per la ricerca sulla trascrizione e gli studi sul complesso Mediatore.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | MED6 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias            | ARC33; NY-REN-28; MED6                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 10001                                                                                                                        |
| GeneID                | 10001                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-246 di MED6 umano (NP_005457.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS                 | 075586                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 28kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |