

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Med7 Per Wb Ed Elisa - O43513

Numero articolo: CM0022673



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MED7 validato per WB ed ELISA, riconosce MED7 umano e di topo. MED7 è una subunità del complesso Mediatore cruciale per la trascrizione dell'RNA polimerasi II, rendendolo ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MED7 pAb di Coniglio
Note/Alias	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9443
GeneID	9443
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-233 di MED7 umano (NP_004261.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O43513
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio