

Anticorpo Policlonale Anti-Mef2A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02078

Numero articolo: CM0017159



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MEF2A umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sullo sviluppo muscolare e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEF2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4205
Gene ID	4205
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di MEF2A umano (NP_001124400.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q02078
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio