

Anticorpo Policlonale Anti-Mef2C Di Coniglio Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

Numero articolo: CM0016085

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MEF2C validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Ideale per studi sullo sviluppo muscolare, neurobiologia e regolazione della trascrizione. SWISS: Q06413.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEF2C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4208
GenelD	4208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-380 di MEF2C umana (NP_002388.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06413
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio