


Anticorpo Policlonale Anti-Mef2D Per Wb, Ihc, Elisa - Q14814

Numero articolo: CM0019142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina MEF2D umana (56 kDa), validato per WB, IHC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale nello sviluppo muscolare e neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MEF2D Rabbit pAb
Note/Alias	MEF2D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4209
GeneID	4209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 431-521 della MEF2D umana (NP_005911.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14814
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio