


Anticorpo Monoclonale Anti-Megalin/Lrp2 Per Wb, If, Ihc, Fc Ed Elisa - P98164

Numero articolo: CM0006333



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro la regione C-terminale di Megalin/LRP2 umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P, FC (intra) ed ELISA. Rileva LRP2 umano, murino e di ratto (~522 kDa), un recettore endocitico multiligando essenziale per il riassorbimento renale, lo sviluppo neurale e il metabolismo delle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Megalin/LRP2
Note/Alias	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4446-4655 di Megalin/LRP2 umano (NP_004516.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P98164
Peso Molecolare Proteico	522kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio