

Anticorpo Policlonale Anti-Meis1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O00470

Numero articolo: CM0020600



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MEIS1 validato per Western blotting, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Reagisce con MEIS1 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dell'ematopoiesi, della regolazione della trascrizione e della leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEIS1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	MEIS1
Specie	Umano
Gene ID	4211
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-390 del MEIS1 umano (NP_002389.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00470
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio