

Anticorpo Monoclonale Anti-Meis2 Per Wb, Elisa - O14770

Numero articolo: CM0008105



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting su MEIS2 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva MEIS2 umano e murino. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEIS2 Coniglio mAb
Note/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4212
GeneID	4212
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MEIS2 umano (O14770).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O14770
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio