

Anticorpo Policlonale Anti-Meis2 Per Wb, Elisa - O14770

Numero articolo: CM0026378



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MEIS2 validato per WB e ELISA con reazione crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale e biologia dello sviluppo. Immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MEIS2 Rabbit pAb
Note / Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Specie	Uomo
ID gene	4212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-470 della MEIS2 umana (NP_733776.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O14770
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio