

Anticorpo Policlonale Anti-Meis3 Per Western Blot Ed Elisa - Q99687

Numero articolo: CM0020173

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro MEIS3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, la sopravvivenza delle cellule beta pancreatiche e la localizzazione nucleare. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MEIS3 Rabbit pAb
Note/alias	MRG2; MEIS3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	56917
ID del gene	56917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 325-375 di MEIS3 umano (NP_001287988.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99687
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante