

Anticorpo Policlonale Anti-Mek1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0013680



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MEK1 umano (MAP2K1) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Progettato per studi sulla via di segnalazione MAPK/ERK e sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEK1 Rabbit pAb
Note/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5604
ID Gene	5604
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MEK1 umano (NP_002746.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca refrigerante