

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mek1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0003901



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia MEK1 (MAP2K1) umano, una chinasi MAP a doppia specificità. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della via di segnalazione MAPK/ERK (UniProt: Q02750).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MEK1 Rabbit mAb
Note/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5604
GeneID	5604
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MEK1 umano (Q02750).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio