

Anticorpo Monoclonale Anti-Mek1/Mek2 Per Wb, Elisa - Q02750/P36507

Numero articolo: CM0009922



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro le chinasi MEK1/MEK2 umane. Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MEK1/MEK2
Note/alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5604/5605
ID del gene	5604/5605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-360 di MEK1/MEK2 umano (Q02750)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q02750/P36507
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante