

Anticorpo Monoclonale Anti-Mek1/Mek2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750 / P36507

Numero articolo: CM0007259



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio bersaglia MEK1/MEK2, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto ed è ideale per lo studio della via di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
Note/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5604/5605
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 170-270 di MEK1/MEK2 umano (NP_002746.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02750 / P36507
Peso proteico	44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio