

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mek1/Mek2 Per Wb, Elisa - Q02750/P36507

Numero articolo: CM0024325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla via di segnalazione MAPK/ERK e per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEK1/MEK2 Rabbit pAb
Note/Alias	MEK1/MEK2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di MAP2K1 umano (NP_002746.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q02750/P36507
Peso proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio