

Anticorpo Policlonale Anti-Mek2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36507

Numero articolo: CM0013281



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MEK2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva MEK2 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato con KO] MEK2 Rabbit pAb
Note/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5605
GeneID	5605
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MEK2 umano (NP_109587.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P36507
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante