

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mek2 (Validato Ko) Per Wb Ed Elisa - P36507

Numero articolo: CM0002154



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro MEK2 umano (MAP2K2), validato KO per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Peso molecolare previsto: 44 kDa. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] mAb Coniglio MEK2
Osservazioni/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; [Validato KO/KD] MEK2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5605
ID Gene	5605
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MEK2 umano (P36507)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P36507
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio