

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mek3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P46734

Numero articolo: CM0008547

introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio contro MEK3 umano (MKK3, MAPKK3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione MAPK p38.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MEK3
Note/alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5606
GeneID	5606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-347 della MEK3 umana (P46734)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P46734
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante