

Anticorpo Monoclonale Anti-Mek5 Per Wb Ed Elisa - Q13163

Numero articolo: CM0002581



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-MEK5 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la chinasi MAP2K5 coinvolta nella segnalazione MAPK, nell'apoptosi e nello sviluppo cardiaco. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MEK5
Osservazioni/Alias	MEK5
Specie	Umano
ID Gene	5607
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di MEK5 umano (Q13163).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13163
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio