

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mek5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13163

Numero articolo: CM0024843



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a MEK5 umano (MAP2K5), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione MAPK, apoptosi e sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEK5 Rabbit pAb
Note/Alias	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5607
GeneID	5607
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di MEK5 umano (NP_660143.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13163
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio