

Anti-Mek6 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Numero articolo: CM0030981



introduzione

Anticorpo Policlonale MEK6 Coniglio Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante mirato alla MAPKK6 attivata da stress; ideale per la ricerca sulla segnalazione delle citochine e dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEK6 Coniglio pAb
Note/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5608
GenelD	5608
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 del MEK6 umano (NP_002749.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52564
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio