


Anticorpo Monoclonale Anti-Mek7 (Map2K7) Per Wb, Elisa - O14733

Numero articolo: CM0002025



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MEK7 validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una banda di 47 kDa. Essenziale per la segnalazione JNK, apoptosi indotta da stress. O14733.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] MEK7 Rabbit mAb
Note/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5609
GeneID	5609
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 320-419 della MEK7 umana (O14733).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O14733
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio