


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mek7 (Convalidato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - O14733

Numero articolo: CM0020674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO diretto contro MEK7 (MKK7, JNKK2). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla via della MAP chinasi JNK attivata dallo stress e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] MEK7 pAb di coniglio
Note/alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5609
GeneID	5609
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della MEK7 umana (NP_660186.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14733
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio