


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mekk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

Numero articolo: CM0002666



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a MEKK2 umano (MAP3K2), convalidato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulle chinasi MAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEKK2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MEKK2; MEKK2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	10746
GeneID	10746
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2U5
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio