

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mekk3 (Map3K3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99759

Numero articolo: CM0019547



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MEKK3 (MAP3K3) per Western blotting, IHC-P ed ELISA. Convalidato su campioni umani, di topo e di ratto; adatto per lo studio della segnalazione MAPK e dell'attivazione dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEKK3 Rabbit pAb
Note/Alias	MEKK3; MAPKKK3
Specie	Umano
ID Gene	4215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di MEKK3 umano (NP_976226.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99759
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio