

Anticorpo Monoclonale Anti-Mekk3 Per Wb - Q99759

Numero articolo: CM0012719



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MEKK3 umano (MAP3K3), validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani e murini, peso della proteina 71 kDa. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEKK3 Rabbit mAb
Note/alias	MEKK3; MAPKKK3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4215
ID del gene	4215
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1 e 100 di MEKK3 umano (Q99759).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q99759
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante