

Anticorpo Policlonale Anti-Melan-A/Mart-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16655

Numero articolo: CM0024868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce Melan-A/MART-1, una proteina coinvolta nella biogenesi dei melanosomi. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul melanoma e sui melanociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Melan-A/MART-1 Rabbit pAb
Note/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2315
GeneID	2315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-118 di Melan-A/MART-1 umano (NP_005502.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio