

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Melan-A/Mart-1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Numero articolo: CM0007214



introduzione

Melan-A/MART-1 mAb Coniglio (Q16655) validato per WB, IF, IHC, ELISA. Specifico per l'antigene del melanoma umano, 13 kDa. Ideale per la ricerca sui melanociti e sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Melan-A/MART-1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Specie	Umano
GenelD (umano)	2315
GenelD	2315
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 11-110 di MLANA umana (NP_005502.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio