


Anticorpo Policlonale Anti-Melk Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q14680

Numero articolo: CM0013597



introduzione

Anticorpo policlonale anti-MELK di coniglio per applicazioni di Western blot ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia la chinasi materna embrionale a cerniera di leucina coinvolta nel ciclo cellulare e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MELK Rabbit pAb
Note/Alias	HPK38; MELK
Specie	Umano
GeneID (umano)	9833
GeneID	9833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 412-651 di MELK umana (NP_055606.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14680
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio