


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Melk/Hpk38 Per Wb, Elisa - Q14680

Numero articolo: CM0005400



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro MELK umano (HPK38). Validato per WB ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, apoptosi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MELK Coniglio mAb
Note/Alias	HPK38; MELK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9833
GeneID	9833
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di MELK umano (NP_055606.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14680
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio