


Anticorpo Policlonale Anti-Menin Per Wb, Elisa - 000255

Numero articolo: CM0013063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su Menin umano, validato per WB e ELISA. Cross-reagisce con il mouse. Menin è un regolatore trascrizionale chiave e componente del complesso metiltransferasi degli istoni MLL/SET1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Menin Rabbit pAb
Note/Alias	MEAI; SCG2; Menin
Specie	Umano
GeneID (umano)	4221
GeneID	4221
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 266-615 del Menin umano (NP_000235.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	000255
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio