

Anticorpo Policlonale Anti-Mep1A Per Wb Ed Elisa - Q16819

Numero articolo: CM0030326



introduzione

MEP1A Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità alfa della meprina A umana. Validato per WB ed ELISA, rileva MEP1A in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle metalloproteasi e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEP1A Rabbit pAb
Note/Alias	PPHA; MEP1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4224
ID Gene	4224
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-700 della MEP1A umana (NP_005579.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16819
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio