

Anticorpo Policlonale Anti-Mepce Coniglio Per If/Icc E Elisa - Q7L2J0

Numero articolo: CM0029771



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MEPCE umano (7SK snRNA methylphosphate capping enzyme), adatto per IF/ICC ed ELISA. Ideale per studiare il complesso 7SK RNP e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEPCE Rabbit pAb
Note/Alias	BCDIN3; MEPCE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56257
Gene ID	56257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-689 di MEPCE umano (NP_062552.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q7L2J0
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio