

Anticorpo Policlonale Anti-Mepe Per Wb, Elisa - Q9Nq76

Numero articolo: CM0026482

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MEPE umano, adatto per WB ed ELISA. Rileva MEPE in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla mineralizzazione ossea e della polpa dentale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MEPE Coniglio pAb
Note/Alias	OF45; MEPE
Specie	Umano
GenelD (Umano)	56955
GenelD	56955
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 90-256 di MEPE umano (NP_064588.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ76
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio