

Anticorpo Policlonale Anti-Nucleoproteina Mers-Cov Per Wb, Elisa - K9N4V7

Numero articolo: CM0019859



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Nucleoproteina MERS-CoV (proteina N), validato per WB ed ELISA. Mira alla proteina del nucleocapside essenziale per l'impacchettamento e la replicazione dell'RNA virale. Adatto per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MERS-CoV Nucleoproteina Coniglio pAb
GeneID	14254601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-413 della Nucleoproteina del coronavirus (YP_009047211.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio