

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nucleoproteina Mers-Cov Per Wb, Elisa - K9N4V7

Numero articolo: CM0006593



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la nucleoproteina di MERS-CoV, validato per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce specificamente MERS-CoV, con un peso molecolare previsto di 45 kDa. Ideale per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-nucleoproteina MERS-CoV
Specie	Umano
ID gene (umano)	14254601
ID gene	14254601
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-413 della nucleoproteina del coronavirus (YP_009047211.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante