


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mers-Cov Spike Rbd Per Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

Numero articolo: CM0024482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira al MERS-CoV Spike RBD (YP_009047204.1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con MERS-CoV. Adatto per la ricerca sull'ingresso virale e sulla proteina spike.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MERS-CoV Spike RBD Rabbit pAb
Specie	Coronavirus
GeneID	14254594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-725 del coronavirus Spike RBD (YP_009047204.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio