


Anticorpo Monoclonale Anti-Mertk Per Wb - Q12866

Numero articolo: CM0002925



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la MERTK umana, validato per WB e ELISA. Bersaglia il recettore tirosin-chinasico Mer, essenziale per l'efferocitosi dei macrofagi e la salute retinica. SWISS: Q12866.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MERTK Rabbit mAb
Note/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	10461
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MERTK umana (Q12866)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q12866
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio