


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mertk/Mer Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

Numero articolo: CM0028130



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MERTK umano (MER, Tyro12), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva MERTK in tessuti umani, murini e ratti; ideale per studi sulla fagocitosi e sulla segnalazione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MERTK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Specie	Umano
Gene ID	10461
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-499 di MERTK umano (NP_006334.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12866
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio