

Anticorpo Policlonale Anti-Mesdc2 Per Wb Ed Elisa - Q14696

Numero articolo: CM0018278

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MESDC2 (chaperone MES del recettore LRP, OI20), validato per WB ed ELISA. Riconosce MESDC2 umano e murino. Immunogeno ricombinante (aa1-234). Ideale per la ricerca sul recettore LDLR e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MESDC2 Rabbit pAb
Note/Alias	BOCA; OI20; MESDC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23184
GeneID	23184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-234 di MESDC2 umano (NP_055969.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q14696
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante