


Anticorpo Policlonale Anti-Mesotelina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numero articolo: CM0013496



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Mesotelina umana (MSLN, MPF, SMRP) convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per la ricerca su cancro e cellule mesoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mesothelin Rabbit pAb
Note/Alias	MPF, SMRP, Mesotelina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10232
GeneID	10232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-606 della Mesotelina umana (NP_037536.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio