


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mesotelina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numero articolo: CM0002561



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Mesotelina umano (MSLN), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Specifico per il biomarcatore tumorale CAK1/MPF, ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mesotelina Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10232
GeneID	10232
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-606 del Mesotelina umano (NP_037536.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio