

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mest Per Wb, If/Icc E Elisa - Q5Eb52

Numero articolo: CM0025254

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MEST (PEG1) umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Utile per lo studio della neurogenesi e della differenziazione adipogena.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MEST Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PEG1; MEST
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	4232
GenelD	4232
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 146-335 di MEST umano (NP_002393.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5EB52
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio