

Anticorpo Policlonale Anti-Met Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08581

Numero articolo: CM0022844



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MET umano (recettore del fattore di crescita degli epatociti). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca oncologica e gli studi sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MET Rabbit pAb
Note/alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4233
ID del gene	4233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 518-840 di MET umano (NP_000236.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08581
Peso della proteina	156 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante