

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Met Per Wb E Elisa - P08581

Numero articolo: CM0006287



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MET ad alte prestazioni convalidato per Western blotting (WB) e ELISA. Riconosce la MET umana; presenta reattività crociata con il topo. Ideale per studi di segnalazione cellulare nel cancro e sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MET Rabbit mAb
Note/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN897; MET
Specie	Uomo
ID gene	4233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 960-1161 della MET umana (NP_000236.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08581
Peso proteico	156 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio