

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Metap2 Per Wb E Elisa - P50579

Numero articolo: CM0029765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la METAP2 umana (metionina aminopeptidasi 2), convalidato per Western blotting e ELISA con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi sulla sintesi proteica e il controllo della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	METAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Specie	Uomo
GeneID	10988 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della METAP2 umana (NP_006829.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P50579
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio