


Anticorpo Policlonale Anti-Mettl13 Per Wb, Elisa - Q8N6R0

Numero articolo: CM0030870



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro METTL13 umano, validato per WB e ELISA. Rileva METTL13 in campioni di origine umana, di topo e di ratto. Indicato per studi sulla metilazione di eEF1A e sulla regolazione della traduzione. Peso proteico ~79kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	METTL13 Rabbit pAb
Note / Alias	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Specie	Umana
GeneID (Umana)	51603
GeneID	51603
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-699 di METTL13 umano (NP_057019.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6R0
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio