

Anticorpo Monoclonale Anti-Mettl14 (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hce5

Numero articolo: CM0007364



introduzione

Anticorpo METTL14 monoclonale di coniglio (immunogeno ricombinante, validato KD) riconosce essere umano/topo/ratto. Per WB, IHC-P, IP, ELISA nella ricerca sulla metilazione m6A, l'orologio circadiano e la differenziazione delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] METTL14 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	hMETTL14; [Validato KD] METTL14
Specie	Umana
GeneID	57721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della METTL14 umana (NP_066012.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCE5
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio