


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mettl21C Per Wb, Elisa - Q5Vzv1

Numero articolo: CM0016448



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità che si targeting su METTL21C umano, una metiltransferasi della lisina. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla metilazione e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome del prodotto	METTL21C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C13orf39; METTL21C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	196541
Gene ID	196541
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 di METTL21C umano (NP_001010977.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5VZV1
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio