

Anticorpo Policlonale Anti-Mettl2A Per If/Icc, Elisa - Q96Iz6

Numero articolo: CM0015972

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro METTL2A umano (metiltransferasi 2A del tRNA), validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle modificazioni del tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	METTL2A Rabbit pAb
Note/Alias	METTL2; METTL2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	339175
GeneID	339175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 139-378 di METTL2A umano (NP_859076.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96Iz6
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio